

Expert Careのご案内

経験豊富なエンジニアによる
専門性の高いサポートをお約束します。



CFX Opusシリーズ リアルタイムPCR解析システム

- お客様のニーズに応じて様々なプランをご用意しています。
- 各プランにお申込みいただくことで、より安心してお使いいただけます。
- 装置のコンディションを保ち、測定結果の信頼性を高めます。
- メンテナンスにより機器の稼働時間の最大化を実現します。
- 問題が発生した場合でも、研究活動への影響を最小限に抑えます。



	CFX Opus 96	CFX Duet	CFX Opus Deepwell	CFX Opus 384
Complete Support Plan 1年契約期間中の故障無償修理および点検 1 回	¥ 580,200	¥ 580,200	¥ 580,200	¥ 680,400
Performance Plan スポット有償点検	¥ 230,000	¥ 230,000	¥ 230,000	¥ 230,000
Extended Cover Plan 機器購入時の補償 1 年延長プラン	¥ 300,000	¥ 300,000	¥ 300,000	¥ 380,400
IQOQ Service オンサイトでの適格性検査	¥ 500,000	¥ 500,000	¥ 500,000	¥ 500,000

※税抜価格



劣化や故障時に必要なメンテナンス費用例（参考、税抜き価格）

ーCFX Opus 96のメンテナンス例

- リッドヒーター交換 ー 約 30万円
- サンプルブロック交換 ー 約 55万円
- ステージ交換 ー 約 50万円
- シャトル交換 ー 約 48万円

※ 別途派遣費がかかります。故障状況によって修理費用は変わります。上記は概算となります

プラン別サービス内容

Complete Support Plan※1

- ・ 契約期間中の故障発生時に無償でオンサイト修理を実施します。追加の費用は発生しません。
- ・ 契約期間中、オンサイトにて点検1回を実施します。点検結果は「性能点検報告書」を提出、ご報告します。

Performance Plan

- ・ 契約は不要で、ご希望時にオンサイトにて点検を実施します。
- ・ 故障率の低減と安定稼働を実現し、測定結果の信頼性を高めます。
- ・ 校正された温度計でブロック温調機能を確認します。規格から外れている場合には、補正を実施します。
- ・ 診断プログラムを用いて、各機能が正常であることを確認します。
- ・ 点検結果は「性能点検報告書」を提出します。

Extended Cover Plan

- ・ 機器保証期間内なら、リーズナブルな価格で最長3年間の保証期間延長が可能です。
- ・ 契約期間中の故障発生時に無償でオンサイト修理を実施します。追加の費用は発生しません。

IQOQ Service

- ・ 適切な環境へ設置され、期待される機能や性能を満たしていることを確認し、文書化します。
- ・ 提出される文書は、法規制や品質要求への対応をサポートします。

	故障発生時			点検作業			その他サポート	
	技術料	部品料	派遣料	点検作業料	派遣料	IQOQ作業ドキュメント	テックコールサポート	契約の有無
Complete Support Plan	●	●	●	●	●		●	●
Performance Plan				●※2	●		●	
Extended Cover Plan	●	●	●				●	●
IQOQ Service					●	●	●	

※1 Complete Support Planの保証内容のカスタマイズについては、ご相談ください。
 ※2 点検時に確認された不具合については、別途費用が必要となる場合がございます。

※価格は2026年4月現在のメーカー希望小売価格(税別)です。

※価格、仕様などは予告無く変更することがありますので、ご了承ください。

※本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

※本製品は研究用であり、診断目的にはご利用いただけません。

Bio-Rad is a trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc. ©2026 Bio-Rad Laboratories, Inc.

BIO-RAD バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

取扱店

Life Science Group 〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-24
 ※学術のお問合せは TEL: 03-6361-7000
 TEL: 03-6404-0331