

血液ガスコントロール

Blood Gas Controls



リクイチェック™ 血液ガスコントロール	H-1
リクイチェック™ 血液ガス プラスEコントロール	H-2
リクイチェック™ 血液ガス プラスEコントロール (グルコースレベル付)	H-2

Blood Gas Controls

血液ガスコントロール

Blood Gas Controls Analyte Chart

Analytes	リクイチェック™ 血液ガス コントロール	リクイチェック™ 血液ガス プラスE コントロール	リクイチェック™ 血液ガス プラスEコントロール (グルコースレベル付)
カルシウムイオン		●	●
一酸化炭素ヘモグロビン			
クロール		●	●
デオキシヘモグロビン			
グルコース			●
乳酸			●
リチウム			●
マグネシウム			●
メトヘモグロビン			
酸化ヘモグロビン			
pCO ₂	●	●	●
pH	●	●	●
pO ₂	●	●	●
カリウム		●	●
ナトリウム		●	●
総ヘモグロビン			

個々の項目に関しての参考値及び安定性はロット毎の製品インサートを参照してください。



リクイチェック™ 血液ガスコントロール (保存温度: 18~25℃) Liquichek™ Blood Gas Control

血液ガス分析装置を用いたpH、pCO₂、pO₂測定 of 精度管理用コントロールです。

- 色素を含む水性基質
- 製造後、18~25℃保存で4年間有効
- 広範な測定装置の参考値を記載

項 目

pCO₂

pH

pO₂

個々の項目に関しての参考値及び安定性はロット毎の製品インサートを参照してください。

▼ Ordering Information

商品コード	商 品 名	規 格	保存温度	BRコード
* 10571	リクイチェック 血液ガスコントロール 1	1.7mL×30	18~25℃	571
* 10572	リクイチェック 血液ガスコントロール 2	1.7mL×30	18~25℃	572
* 10573	リクイチェック 血液ガスコントロール 3	1.7mL×30	18~25℃	573
* 11570	リクイチェック 血液ガスコントロール ミニパック	(1.7mL×3)×3レベル	18~25℃	570X

*: 受注発注品

Blood Gas Controls



リクイチェック™ 血液ガス プラスEコントロール

(保存温度: 2~25℃)

Liquichek™ Blood Gas Plus E Control

血液ガス分析装置を用いたpH、pCO₂、pO₂および電解質測定レベルの精度管理用のコントロールです。

- 透明な水性基質
- 製造後、2~25℃保存で4年間有効
- 広範な測定装置の参考値を記載

項 目

pCO ₂	カリウム	ナトリウム
pH	カルシウムイオン	
pO ₂	クロール	

個々の項目に関する参考値及び安定性はロット毎の製品インサートを参照してください。

▼ Ordering Information

商品コード	商 品 名	規 格	保存温度	BRコード
* 10576	リクイチェック 血液ガス プラスEコントロール 1	1.7mL×30	2~25℃	576
* 10577	リクイチェック 血液ガス プラスEコントロール 2	1.7mL×30	2~25℃	577
* 10578	リクイチェック 血液ガス プラスEコントロール 3	1.7mL×30	2~25℃	578
* 11575	リクイチェック 血液ガス プラスEコントロール ミニパック	(1.7mL×3)×3レベル	2~25℃	575X

*: 受注発注品



リクイチェック™

血液ガス プラスEコントロール (グルコースレベル付)

(保存温度: 2~8℃)

Liquichek™ Blood Gas Plus EGL Control

血液ガス分析装置を用いたpH、pCO₂、pO₂、電解質、グルコース、乳酸およびマグネシウム測定精度管理用コントロールです。

- 透明な水性基質
- 製造後、2~8℃保存で3年間有効
- 20~25℃保存で12ヶ月間安定

項 目

pCO ₂	カリウム	クロール	マグネシウム
pH	カルシウムイオン	ナトリウム	リチウム
pO ₂	グルコース	乳酸	

個々の項目に関する参考値及び安定性はロット毎の製品インサートを参照してください。

▼ Ordering Information

商品コード	商 品 名	規 格	保存温度	BRコード
* 10511	リクイチェック 血液ガス プラスEコントロール 1 (グルコースレベル付)	1.7mL×30	2~8℃	511
* 10512	リクイチェック 血液ガス プラスEコントロール 2 (グルコースレベル付)	1.7mL×30	2~8℃	512
* 10513	リクイチェック 血液ガス プラスEコントロール 3 (グルコースレベル付)	1.7mL×30	2~8℃	513
* 11510	リクイチェック 血液ガス プラスEコントロールミニパック (グルコースレベル付)	(1.7mL×3)×3レベル	2~8℃	510X

*: 受注発注品

主な血液ガス測定装置とコントロールの関連

Manufacturer / Instrument(s)	リクイチェック™ 血液ガス コントロール	リクイチェック™ 血液ガス プラスE コントロール	リクイチェック™ 血液ガス プラスE コントロール (グルコースレベル付)
ESCHWEILER			
Combiline	●	●	●
Combisys II	●	●	●
Ecolyte		●	●
Ecosys II	●	●	●
Modular Pro	●	●	●
Instrumentation Laboratory			
IL943			●
IL1610/1620	●	●	●
IL1630/1640/1650		●	●
IL GEM PREMIER	●	●	●
Nova® Biomedical			
Stat Profile® 1/2		●	●
Stat Profile® 3	●	●	●
Stat Profile® 4/5		●	●
Nova Stat Profile® 6			●
Stat Profile® 7/9/10			●
Nova 8/Stat Profile® Ultra			●
Nova pHox®	●	●	
Radiometer			
ABL 5	●	●	●
ABL 50		●	●
ABL 80 Series		●	
ABL 500/510/520	●	●	●
ABL 505		●	●
ABL 600	●	●	
ABL 610/620	●		
ABL 700 Series	●	●	
ABL 800 Series	●	●	
Roche Diagnostics			
AVL Compact Series	●	●	
AVL OMNI	●	●	
Cobas b 121		●	
Siemens			
238/248	●	●	●
348		●	
614/634/644		●	●
800 Series	●	●	●
RAPIDLab® 1200		●	
Other			
POCT Methods	●	●	●



バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

〒140-0002
東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー20F
TEL (03) 6361-7070 (代表) FAX (03) 5463-8481
☎0120-996-598 www.qcnet.com/jp/

御注文は……